

실험실용 가열 플레이트가 포함된 24T 30T 60T 가열식 유압 실험실 프레스 기계

품목 번호: PCH



소개

정밀한 시료 준비를 위한 고품질 유압 실험실 프레스.
재료 연구, 제약 등을 위한 자동 또는 가열 모델을
선택하십시오. 지금 견적을 받아보세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
압력 범위	0-24.0 톤	0-30.0 톤	0-30.0 톤
피스톤 직경	95mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	110mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	150mm (d) 크롬 도금 오일 실린더
주요 전체 구조	오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결이 없는 장비	오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결이 없는 장비	오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결이 없는 장비
금형 가열 온도	실온-300.0C/500.0C	실온-300.0C/500.0C	실온-300.0C/500.0C
단열 방법	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방법	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]
가열 플레이트 크기	100×100mm (M×N) 면취 포함	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
본체 크기	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
외형 치수	500×175×500mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)
전원 공급	600 W (220V/110V 맞춤 가능)	1200 W (220V/110V 맞춤 가능)	1000 W (220V/110V 맞춤 가능)
무게	60 Kg	180 Kg	180 Kg