

고분자 합성, 고체 전지 연구 및 세라믹 치밀화를 위한 30톤 가열 유알 프레스

품목 번호: XP10



소개

KINTEK의 30톤 가열 프레스는 내장형 수냉 시스템, 프로그래밍 가능한 온도 제어 및 글로브박스 호환성을 갖추어 고체 전해질, 고분자 및 세라믹 연구를 위한 정밀한 고압 성형을 제공합니다. 표준(110 kg) 및 프로(150 kg) 구성을 제공하며, 빠른 냉각을 위한 순환 쿨러를 옵션으로 선택할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)