

첨단 고분자 합성·고체전지 연구·세라믹 치밀화용 30톤 가열 유압 프레스

품목 번호: XP10



소개

KINTEK의 30톤 가열 프레스는 정밀한 고압 성형 기능에 일체형 수냉각, 프로그래밍 가능 온도 제어, 글러브박스 호환성을 갖추고 있어 고체 전해질, 고분자, 세라믹 연구에 최적입니다. 스탠다드(110kg) 및 프로(150kg) 구성으로 제공되며, 급속 냉각을 위한 선택적 순환 냉각기를 추가할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)