

가열판이 포함된 분리형 자동 가열 유압 프레스기

품목 번호: PCSE



소개

KINTEK 분리형 자동 가열 실험용 프레스: 효율적인 시료 준비를 위한 300°C 가열 기능의 정밀 유압 프레스. 연구 실험실에 이상적입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
압력 범위	0-40.0 톤	0-30.0 톤
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 설정 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 설정 압력 해제
금형 가열 온도	실온-300.0°C	실온 -300.0°C / 500.0°C (옵션)
단열 방식	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방식	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 머신]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 머신]
가열판 크기	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
본체 크기	500×480X650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
외형 치수	850×480X650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
전원 공급	5500W (220V/110V 맞춤 가능)	3500W (220V/110V 맞춤 가능)
중량	480 Kg	280 Kg