

실험실용 가열 플레이트가 있는 자동 가열 유압 프레스 기계

품목 번호: PPL



소개

킨텍 자동 가열식 유압 실험실 프레스: 정밀 가열, 균일한 압력, 자동 제어로 탁월한 시료 처리가 가능합니다. 실험실 및 연구에 이상적입니다. 지금 바로 문의하세요!

자세히 알아보기

장비 모델	PP-900L
압력 범위	0-10T
가압 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 압력 - 시간 제한 압력 해제
압력 유지 시간	1초 ~ 9999초(명확성을 위해 "오초"로 조정됨)
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재료	니켈 기반 합금(고온 내성 소재)
샘플 크기	Φ10-30mm
금형 모양	Φ50x90mm
용광로의 구경	Φ60mm
전체 기계의 크기	400x380x780(LxWxH) mm
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스의 치수 다이어그램	