

실험실용 가열판이 장착된 자동 가열 유압 프레스기

품목 번호: PCAH



소개

KINTEK 자동 실험실용 열 프레스: 정밀한 가열, 프로그래밍 가능한 제어 및 효율적인 시료 준비를 위한 급속 냉각 기능을 제공합니다. 지금 바로 실험실의 생산성을 높이세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
압력 범위	0-25.0 톤	0-25.0 톤	0-30.0 톤	0-40.0 톤
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 설정 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 설정 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 설정 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 설정 압력 해제
금형 가열 온도	실온-300.0°C/500.0°C	실온-300.0°C/500.0°C	실온-300.0°C/500.0°C	실온-300.0°C
단열 방식	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방식	수냉식을 이용한 급속 냉각 [수냉기 옵션]	수냉식을 이용한 급속 냉각 [수냉기 옵션]	수냉식을 이용한 급속 냉각 [수냉기 옵션]	수냉식을 이용한 급속 냉각 [수냉기 옵션]
열판 크기	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400×400mm(M×N)
치수	300×390×560mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	400×490×580mm(L×W×H)	500×550×620mm(L×W×H)
전원 공급	1700 W (220V/110V 맞춤 가능)	1700 W (220V/110V 맞춤 가능)	3500 W (220V/110V 맞춤 가능)	5500 W (220V/110V 맞춤 가능)
중량	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg