

실험실용 가열판이 있는 자동 고온 가열 유압 프레스 기계

품목 번호: PHA



소개

킨텍 고온 핫 프레스: 실험실을 위한 정밀 소결 및 재료 가공. 극한의 온도와 일관된 결과를 달성하세요. 맞춤형 솔루션 제공.

자세히 알아보기

장비 모델	PHA
압력 범위	0-10T
압력 프로세스	프로그램 가압-프로그램 압력 유지-시간 지정 압력 해제
압력 유지 시간	1초~∞초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재료	니켈 기반 합금(고온 내성 소재)
샘플 크기	직경 10-30mm
금형 모양	직경 50*90mm(외형 치수 또는 특정 금형 유형 참조)
용광로 직경	직경 60mm
전체 기계 크기	400*380*780(L*W*H) mm
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스 크기 다이어그램	