

자동 실험실 냉간 등방성 프레스 Cip 기계

품목 번호: PCIA



소개

정밀한 실험실 시료 준비를 위한 고효율 자동 냉간 등방성 프레스(CIP)입니다. 균일한 압축, 맞춤형 모델. 지금 바로 킨텍 전문가에게 문의하세요!

자세히 알아보기

장치 모델	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 110mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 130mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm(d)
가공 공정 가압	프로그램 가압 - 프로그램 유지보수 - 시간 제한 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지보수 - 시간 제한 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지보수 - 시간 제한 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지보수 - 시간 제한 압력 해제
압력 변환	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	7인치 LCD 디스플레이
장비 보호	유기 유리 도어로 철판 보호	유기 유리 도어로 강판 보호	오가닉 글라스 도어로 강판 보호	유기 유리 도어로 강판 보호
등방성 압력	300-500MPA	300-500MPA	300-500MPA	300-500MPA
압력 챔버 등방성	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm/30×150mm	Φ60×150(M×N)
실린더 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm	50mm
샘플 제조의 특징	보다 편안한 조작을 위한 상단 패널 로커 구조	보다 편안한 조작을 위한 상단 패널 로커 구조	보다 편안한 조작을 위한 상단 패널 로커 구조	보다 편안한 조작을 위한 상단 패널 로커 구조
외부 치수	240×390×560(길이×너비×높이)	280×460×660(가로×세로×높이)	/	330×580×720(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	550W(220V/110 사용자 지정 가능)	550W(220V/110 사용자 지정 가능)	550W(220V/110 사용자 정의 가능)	550W(220V/110 사용자 정의 가능)
장비 무게	120KG	180KG	240KG	290KG