

실험실 샘플 준비용 초경 실험실 프레스 금형

품목 번호: PMW

소개

정밀한 시료 전처리를 위한 프리미엄 카바이드 실험실 프레스 몰드. 내구성이 뛰어난 고경도 YT15 소재, 맞춤형 크기. XRF, 배터리 연구 등에 이상적입니다.

자세히 알아보기



모델	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
재질	카바이드 YT15						
인텐터 경도	HRC85-HRC90						
샘플 크기	φ3 / φ4 / φ5 / φ6 / φ8 / φ10 mm	φ12 / φ13 / φ15 / φ18 / φ20 mm	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 mm				
캐비티 깊이	30 mm	40 mm	45 mm				
외부 치수	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
무게(Kg)	0.78	1.8	3.8				

다른 크기는 맞춤 제작 가능