

진공 박스 실험실 핫 프레스용 가열 플레이트가 장착된 가열 유압 프레스기

품목 번호: PCV



소개

진공 박스가 포함된 KINTEK 가열 유압 실험실 프레스는 정밀한 시료 준비를 보장합니다. 컴팩트하고 내구성이 뛰어나며, 우수한 결과를 위한 디지털 압력 제어 기능을 갖추고 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PCV-10T1818	PCV-10T2020
압력 범위	0-10.0 톤	0-10.0 톤
가압 공정	수동 가압	수동 가압
가열 온도	최대 500°C	최대 500°C
가열 플레이트	180×180mm	200×200mm
진공 박스 재질	SUS 304 (스테인리스강)	SUS 304 (스테인리스강)
스튜디오 크기	400×400×400mm	400×100×400mm
도어 크기	300×350mm	300×350mm
진공도	-0.1MPa	-0.1MPa
치수	450×550×850(L×W×H)	450×550×850(L×W×H)
전원 공급 장치	220V50Hz (110V 지원 가능)	220V50Hz (110V 지원 가능)