

진공 박스 실험실 핫 프레스 용 열판이있는 가열식 유압 프레스 기계

품목 번호: PCVM



소개

균일하고 산화되지 않는 시료를 위한 킨텍의 가열 진공 랩 프레스로 실험실 정밀도를 향상시키세요. 민감한 물질에 이상적입니다. 지금 전문가의 조언을 받아보세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PCVM-10T
압력 범위	0-10.0톤
가압 프로세스	수동 가압
가열 온도	최대 500°C
가열 플레이트	180x180mm, 200x200mm(맞춤형 옵션 제공 가능)
진공 박스 재질	SUS 304(스테인리스 스틸)
스튜디오 크기	400x400x400mm
도어 크기	300x350mm
진공도	-0.1MPa
치수(LxWxH)	450x550x850mm
전원 공급 장치	220V 50Hz(110V 옵션 사용 가능)