

실험실용 실험실용 이중 플레이트 가열 금형

품목 번호: PMD



소개

실험실용 정밀 이중 플레이트 가열 몰드로, 이중 구역 온도 제어, 빠른 냉각 및 균일한 가열이 특징입니다. 재료 테스트 및 샘플 준비에 이상적입니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PMD
샘플 모양을 누릅니다.	
가열 온도	실온-300°C(최대 500°C 모델 사용 가능)
금형 재료	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	맞춤형 옵션은 당사에 문의하세요
샘플 두께	0.02-0.1mm(N)
외부 치수 1	180*180*130mm(L*W*H)
외부 치수 2	200*200*130mm(L*W*H)
외부 치수 3	300*300*130mm(L*W*H)
금형 무게	32Kg / 38Kg / 88Kg

치수 다이어그램