


실험실 열 프레스 특수 금형

품목 번호: PCHF



소개

안정적인 시료 전처리를 위한 정밀 KINTEK 실험실 프레스 금형. 내구성이 뛰어나고 사용자 정의가 가능하며 다양한 연구 요구에 이상적입니다. 지금 바로 실험실의 효율성을 높여보세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PCHF
샘플 모양	
다이 가열	0°C-500°C
압자 경도	SUS 304
샘플 크기	직사각형 또는 뼈 모양
캐비티 깊이	0.75mm, 1.35mm, 1.75mm, 2.75mm
치수	80x80, 180x180, 200x200mm
무게	0.4kg, 0.8kg, 1.0kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	