

조직 절편용 실험실 수동 마이크로톰 슬라이서

품목 번호: PT10



소개

실험실용 정밀 수동 슬라이서: 조정 가능한 고정밀 절단으로 정확하고 일관된 시료 전처리를 달성하세요. 연구, 식품, 산업 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PT10
금형 재료	3Cr13(담금질 스테인리스 스틸)
슬라이스 크기	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
전체 치수	120*200*280mm(L*W*H)
장비 무게	10kg
장비 크기 다이어그램	