

샘플 준비용 랩 링 프레스 몰드

품목 번호: PMO



소개

실험실 및 산업에서 균일한 펠릿을 위한 고정밀 링 프레스 다이. 내구성이 뛰어난 Cr12MoV 합금, $\Phi 3-80\text{mm}$ 크기. 지금 바로 효율성과 정확성을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMQ	
샘플 모양		
금형 소재	합금 공구강: Cr12MoV	
압자 경도	HRC60-HRC62	
샘플 크기 옵션	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10\text{mm(M)}$	$\Phi 30-10$, $\Phi 50-20\text{mm(D)}$
캐비티 깊이	40mm(N)	45mm(D)
치수	$\Phi 53*120\text{mm(L*H)}$	$\Phi 72*100\text{mm}$, $\Phi 88*120\text{mm(D*L)}$
무게	1.4Kg	3.5kg, 5kg
유압식 파워더 프레스 크기 다이어그램		