

고체전지 연구용 실험실 유압 핫프레스

품목 번호: MY04



소개

고체전지 연구를 위한 콤팩트한 실험실용 유압 핫프레스를 만나보세요. 자동 압력 안정화 기능과 수냉 방식을 통해 최대 500°C, 5톤까지 정밀한 열 압착을 구현할 수 있습니다. 실험실에서 전해질 고화, 전극 적층 및 고분자 합성에 이상적입니다.

자세히 알아보기

기술 파라미터	사양
모델	MY04
플래텐 작동 온도	0 - 500 °C
가열 출력	1500 W
플래텐 크기	180 mm × 180 mm
작동 압력 범위	0 - 5 T (톤)
압력 제어 정밀도	±0.05 T
압력 관리	자동 압력 유지 및 보충
플래텐 냉각 방식	순환 수냉
전원 공급	220 V / 50 Hz
장비 크기	290 mm × 290 mm × 420 mm
무게	90 kg