


고체전지 연구용 실험실 유압 열프레스 기기

품목 번호: ZY11



소개

고체전지 연구용 소형 벤치탑 실험실 유압 열프레스는 최대 300°C까지 독립적인 듀얼존 가열, 25톤 자동 압력 제어, 통합 수냉 기능을 갖추고 있어 전해질 및 고분자 멤브레인을 정밀하게 압축할 수 있으며, 소형 설계로 R&D 적용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
모델	ZY11
플래튼 작동 온도	상온 ~ 300°C
가열 출력	2 × 1800 W
플래튼 크기	300 × 300 mm
플래튼 개방 거리	60 mm
작동 유압	0 ~ 25 미터톤(T)
압력 센서 정확도	0.2% FS (옵션)
압력 유지 기능	자동 압력 유지 및 보상
플래튼 냉각 방식	순환 수냉
전원 공급	AC 220-230V / 50Hz
크기	약 452 × 470 × 500 mm
기기 중량	약 250 kg