

실험실용 유압 프레스 2T 실험실 펠릿 프레스 Kbr Ftir용

품목 번호: KT-KBP



소개

정밀한 FTIR 시료 전처리, 내구성 있는 KBr 펠릿 생성 및 다양한 재료 테스트를 위한 KINTEK 2T 실험실 유압 프레스입니다. 연구실에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	PCKBR-2T
작동 압력(T)	0-2 (30Mpa)
피스톤 직경	Φ45mm
압력 안정성	≤1MPa/10분
워크벤치 직경	Φ45mm
기동 수	2개
작업 공간(W×D)	54×55mm
치수(W×L×H)	100×220×220 mm
무게(kg)	4.8 kg