

실험실 유압 프레스 실험실 펠렛 프레스 버튼 배터리 프레스

품목 번호: PCBP

소개



킨텍 실험실 프레스 기계: 재료 연구, 약학 및 전자 분야를 위한 정밀 유압 프레스. 컴팩트하고 내구성이 뛰어나며 유지보수가 간편합니다. 지금 전문가의 조언을 받아보세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PCBP-2T(수동)	기기 모델	PCBP-1.5T(자동)
압력 범위	0-2T(0-25MPa)	압력 범위	50-1500kg
피스톤 직경	Φ32mm(d)	가압 프로세스	프로그램 가압-프로그램 압력 타이밍 압력 릴리프
일체형 구조	실링 연결부 없음, 오일 누출 감소	압력 유지 시간	0-999초
압력 게이지	압력 및 압력 강도 표시	압력 변환	프로그램이 자동으로 압력을 견딜 수 있도록 금형을 변환합니다.
표준 다이	CR20 시리즈 패키징 다이	LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 화면
썰링 다이	CR16,CR20,CR24,CR30optional	썰링 금형	옵션 CR16,CR20,CR24,CR30 등
썰링 압력	0.8-1.2톤	셀 제거 금형	옵션 CR16,CR20,CR24,CR30 등
분해 다이	CR16, CR20, CR24 옵션	표준 금형	표준 CR20 시리즈 포장 금형
분해 압력		외부 치수	220x240x380(LXWXH)
치수	210×165×290mm(L×W×H)	장비 전원 공급	220V(50Hz/60Hz)
무게	12Kg	장비 무게	35kg
치수 다이어그램	수동 버튼 배터리 압착기의 치수 다이어그램		자동 버튼 배터리 압착기의 치수도