

글러브 박스용 실험실 유압 프레스 실험실 펠렛 프레스 기계

품목 번호: PCG



소개

글러브 박스용 정밀 실험실용 프레스: 디지털 압력 제어 기능을 갖춘 컴팩트한 누출 방지 설계. 불활성 대기 재료 가공에 이상적입니다. 지금 살펴보세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PCG-25T1818	PCG-25T2020
압력 범위	0-25T	0-25T
가압 프로세스	프로그램 가압-프로그램 압력 타이밍 압력 릴리프	프로그램 가압-프로그램 압력 타이밍 압력 릴리프
압력 유지 시간	0-999.59 (초)	0-999.59 (초)
가열 온도	최대 500°C	최대 500°C
가열 플레이트	180×180mm	200×200mm
글러브 박스 핸들	St's 304	St's 304
스튜디오 크기	780×650×700mm	780×650×700mm
트랜지션 캐빈 크기	Φ240×260mm	Φ240×260mm
진공도	-0.1MPa	-0.1MPa
전체 기계 크기	1200×950×1800mm(L×W×H)	1200×950×1800mm (L×W×H)
전원 공급 장치	220V 50Hz	220V 50Hz