

핫 플레이트가 있는 실험실 수동 가열식 유압 프레스 기계

품목 번호: CPCL



소개

킨텍의 수동 핫 프레스는 열과 압력을 제어하여 정밀한 재료 가공을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 접착과 고품질 샘플이 필요한 실험실에 이상적입니다. 지금 바로 문의하세요!

자세히 알아보기

기기 모델	PC-900L
압력 범위	0-5.0톤
가압 프로세스	수동 가압
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C(사용자 지정 가능)
금형 재료	니켈 기반 합금(고온 내성 소재) 또는 지정한대로
샘플 크기	Φ10-30mm(사용자 지정 가능)
금형 모양	Φ50x90mm(사용자 지정 가능)
용광로의 구경	Φ60mm(사용자 지정 가능)
기계 크기(LxWxH)	약 400x380x780mm
전원 공급 장치	220V 50Hz(사용자 지정 가능)

분말 정제 프레스의 치수 다이어그램