

수동 실험실 유압 펠렛 프레스 실험실 유압 프레스

품목 번호: PCMP



소개

컴팩트하고 누수가 없으며 분광학에 이상적인 KINTEK의 정밀 유압 프레스로 실험실 효율성을 높이십시오. 맞춤형 솔루션이 제공됩니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
압력 범위	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)
피스톤 직경	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)
일체형 구조	밀봉 연결부 없음, 오일 누출 감소	밀봉 연결부 없음, 오일 누출 감소	밀봉 연결부 없음, 오일 누출 감소	밀봉 연결부 없음, 오일 누출 감소	밀봉 연결부 없음, 오일 누출 감소	밀봉 연결부 없음, 오일 누출 감소	밀봉 연결부 없음, 오일 누출 감소
압력계	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시	압력 및 압력 강도 표시
최대 피스톤 행정	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	40mm	50mm
압력 안정성	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
작업대 직경	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)
기동 수	2개	2개	2개	2개	4개	4개	4개
작업 공간	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	106×185mm(M×N)
치수	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)	295×215×500mm(L×W×H)
무게	12 Kg	28Kg	28Kg	38Kg	42Kg	56Kg	75Kg