

실험실 애플리케이션을 위한 특수 형상 실험실 프레스 금형

품목 번호: PMT



소개

정밀한 실험실 애플리케이션을 위한 특수 형상 프레스 금형. 맞춤형 고압 성능과 다양한 형상을 제공합니다. 세라믹, 제약 등에 이상적입니다. 지금 바로 킨텍에 문의하세요!

[자세히 알아보기](#)

장비 모델	PMT
샘플 모양	
금형 소재	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기(직경)	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm(M)(사용자 지정 가능)
캐비티 깊이	40mm(N)(사용자 지정 가능)
치수(외부)	Φ53*120mm(L*H)(사용자 지정에 따라 다름)
무게	약 1.4Kg(사용자 지정에 따라 다름)
유압식 파우더 프레스 사이즈 호환성 다이어그램	