

Ftir용 Xrf Kbr 스틸링 랩 파우더 펠릿 프레스 금형

품목 번호: PMXS

소개

실험실 시료 전처리용 정밀 XRF 스틸 링 펠릿 몰드.
내구성이 뛰어나고 효율적이며 정확한 XRF 분석을
보장합니다. 맞춤형 크기로 제작 가능. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMXS
샘플 모양	
금형 재질	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ32mm, Φ40mm(M)
캐비티 깊이	45mm(N)
치수	Φ73*133mm(L*H)
무게	3.2Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	